








BẢNG BÁO GIÁ

<u>To:</u>	Quý khách hàng	<u>From:</u>	Mr Hòa
<u>Attn:</u>		<u>Tel:</u>	0987 445 016
<u>Tel:</u>		<u>Fax:</u>	
<u>Email:</u>		<u>Email:</u>	alanchau@tegent.com.vn
<u>Date:</u>		<u>Our Ref:</u>	Steelco

Tegent xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của Quý khách hàng đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách Bản chào giá theo yêu cầu như sau:

STT	MÃ SỐ	MÔ TẢ	SL	ĐƠN GIÁ (VND)	T.TIỀN (VND)
1	LAB 610	Máy rửa, sấy dụng cụ cho Lab Model: LAB 610 Nhà sản xuất: Steelco, Italia Xuất Xứ: Italia <u>- Ứng dụng:</u> Máy rửa, sấy dụng cụ thủy tinh công suất lớn cho phòng thí nghiệm. Thiết bị dùng hóa chất kết hợp nước để rửa các dụng cụ thí nghiệm khác nhau (beaker, phễu, đĩa hóa hơi, pipette ...). Hệ thống sấy với nhiệt độ và thời gian tùy chỉnh đảm bảo sự khô hoàn toàn cả bên trong và bên ngoài dụng cụ. <u>- Lợi ích khách hàng:</u> - Đảm bảo một quy trình rửa dụng cụ thủy tinh sạch, có độ lặp. - Bảo vệ người dùng khỏi những ảnh hưởng trực tiếp từ dung môi, chất tẩy rửa, chất bẩn phòng lab. - Tiết kiệm chi phí nhân công, năng lượng, hóa chất rửa, nước ... - Giảm thiểu rủi ro trầy xước, vỡ các dụng cụ thủy tinh. - Dụng cụ sau rửa được sấy khô và có thể được sử dụng ngay. <u>- Quy trình rửa:</u> Quá trình rửa dùng nước phun áp lực kết hợp hóa chất, gồm nhiều giai đoạn khác nhau - Rửa sơ bộ bằng nước - Rửa kết hợp hóa chất - Rửa lại bằng nước ấm - Rửa lại bằng nước nóng - Sấy khô. <u>- Thông số kỹ thuật:</u> 1) Kích thước - Kích thước ngoài WxDxH (mm): 650x687x1840 - Kích thước trong WxDxH (mm): 555x585x900 - Kích thước buồng rửa: 555mm x 585mm x 900mm	1		
					

	2) Máy chính			
	- Màn hình điều khiển cảm ứng màu 3.5" colour LCD hiển thị trực quan, dễ thao tác.			
	- Bồn rửa, cánh rửa, bộ lọc làm bằng thép không gỉ (AISI 316 L).			
	- Thành bồn rửa gồm 2 lớp, hạn chế mất nhiệt, giảm sự tiêu tốn năng lượng. - Cánh rửa thiết kế dạng ovan, phần giữa rộng và hẹp về hai đầu nhằm đảm bảo áp lực nước đều nhau tại các lỗ phun. - Bộ lọc nước gồm 3 cấp lọc, hạn chế tối đa cặn bẩn, kéo dài tuổi thọ bơm.			
	- Cửa kính cường lực full glass 2 lớp (cách nhiệt), cho phép người dùng quan sát quá trình rửa.			
	- Máy tích hợp 2 bơm định lượng hóa chất, có thể mở rộng lên tổng 4 bơm định lượng hóa chất (option)			
	- Máy tích hợp 20 chương trình rửa chuẩn cho các phòng thí nghiệm và 20 chương trình rửa khách hàng tùy chỉnh.			
	đến 93°C. Nhiệt độ được theo dõi bởi hai cảm biến độc lập.			
	- Nhiệt độ sấy thiết lập 70-80°C			
	- Tích hợp bộ ngưng tụ hơi nước (steam condenser)			
	- 4 vị trí lắp khay trong bồn, là nơi cấp nước và khí nóng (hình 1).			
	- Có nhiều vị trí đặt khay rửa (hình 2), dễ dàng tháo lắp các loại khay rửa khác nhau. - Có thể rửa bình dụng cụ lên đến 50L (tùy chọn khay)	Hình 1		
	- Công RS 232 kết nối máy in, theo dõi, ghi nhận và đánh giá giai đoạn rửa.			
	- <u>Thông số vận hành:</u>			
	- Kết nối điện tiêu chuẩn (International) 400 V / 3 ph, 50Hz			
	- Công suất máy 8250 W			
	- Công suất bơm 750 W, 700 L/phút, phun áp suất cao.			
	- Mức tổn thất nhiệt 2381 Btu/h			
	- Mức ồn 57,5 dB(A), vận hành êm ái			
	- Nhiệt độ phòng được phép + 5°C - 40°C			
	- Quạt thổi lên đến 250 m ³ /h, khô nhanh hơn			
	- Chương trình rửa chuẩn của nhà sản xuất (STANDARD) chỉ 54 phút (Do công suất bơm lớn)			
	- Công suất bộ gia nhiệt 4000 W.			
	- Tích hợp hệ thống giá đỡ bên trong máy			
	- Có thể vận hành đồng thời khay pipet và khay rửa bình định mức hoặc các dụng cụ cơ bản			
	Trang bị cổng USB			
	<u>- Các loại khay rửa (khay trên):</u>			
C728	Khay rửa các dụng cụ cỡ lớn: beaker, phễu, chén nung, petri, ly, cốc miệng rộng, đũa, dao, kéo, kẹp, đũa... 	1	Đã bao gồm	Đã bao gồm

C97	Insert for Petri glasses washing (26 positions) <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Evaporating dishes Weighing dishes Petri dishes Basins Trays</p> </div>		Đã bao gồm <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	Đã bao gồm
C1513	Khay trên với 280 vị trí, bao gồm vòi phun, cho vial, chai 2 mL <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>	1	Đã bao gồm	Đã bao gồm
C729E	Khay dưới 42 vị trí (42 vị trí, đường kính dụng cụ tối đa 70 mm (rửa xen kẽ các bình, bình định mức, erlen, ống nghiệm, ống đong kích thước khác nhau...), phù hợp cho tất cả loại đường kính nozzle <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	1	Đã bao gồm	Đã bao gồm
C054550	Vòi rửa dạng tít, có thể điều chỉnh độ cao cho ống nghiệm, ống đong, bình định mức, bình cầu, chai...Nozzle diam. 6,0mm - Tip diam. 10,0mm - H. 195	42	Đã bao gồm	Đã bao gồm
	Thực hiện: IQ, OQ, PQ (thẩm định độ sạch) cho máy rửa	1	Đã bao gồm	Đã bao gồm
	Hóa Chất rửa: Acid và Baze (mỗi loại 5L x 2 =10L/bộ) Detergent: Acid & Base	2	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Các Điều Khoản Thương Mại				
Châu Hồng Hòa				
Business Manager				
alanchau@tegent.com.vn				
Mobile 0987445016				